



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dengan ini diberikan persetujuan untuk diedarkan dengan :

NOMOR IZIN EDAR

ALAT KESEHATAN

KEMENKES RI AKL 20902021367

Nama Dagang / Merek : **HOSPILITE Patient Bed for VIP Room**
Kelompok / Kelas Resiko : Elektromedik Non Radiasi / B
Kategori Produk : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan
Sub Kategori : Peralatan Rumah Sakit Umum dan Perorangan Terapetik
Jenis Produk : AC-powered adjustable hospital bed.
Tipe / Ukuran : HEB 904
Kemasan : Dus, Unit
Nama Produsen / Pabrikan : MEDICAL-MASTER CO., LTD., Taiwan, Republic Of China
Untuk HOSPILITE PTE., LTD., Singapore
Nama Pendaftar : PT. MEGAH ALKESINDO, DKI Jakarta
Atas dasar lisensi dari : -

Ketentuan

1. Persetujuan izin edar berlaku sampai dengan 01 Desember 2022.
2. Wajib menyampaikan laporan berkala dan laporan jika ada kejadian yang tidak diinginkan akibat penggunaan Alat Kesehatan tersebut di atas sesuai ketentuan berlaku.
3. Apabila dikemudian hari ada pihak lain yang berhak atas merek dan/atau keagenan produk tersebut, pendaftar bersedia mengembalikan izin edar.
4. Penandaan dan informasi produk yang terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan izin edar ini.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka persetujuan izin edar ini akan ditinjau kembali.

Jakarta, 22 Maret 2020



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



LAMPIRAN

NOMOR IZIN EDAR
ALAT KESEHATAN
KEMENKES RI AKL 20902021367

No.	Deskripsi	Tipe / Kode
1	X-ray cassette	-
2	Lifting pole	-
3	Bed extension (with extension pad)	-
4	Under bed lighting	-
5	File Holder	-
6	Monitor tray	-
7	Upright oxygen holder	-
8	TENTE / Catis twin caster	-
9	Remote handset holder	-

Dengan ketentuan bahwa izin edar tersebut hanya berlaku untuk deskripsi dan tipe / kode produk yang tercantum dalam lampiran ini

Jakarta, 22 Maret 2020



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

a.n Direktur Jenderal
Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT

Dr. IGM. Wirabrata, Apt
NIP. 19751206 200312 1 001



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.



PATIENT Bed for VIP room
HEB 904



Blue (Pantone 7682C)		Brown (Pantone 729C)		Red (Pantone 195C)		Orange (Pantone 715C)	
-------------------------	---	-------------------------	---	-----------------------	---	--------------------------	---

Supervisor Control Panel

The supervisor nurse control panel has clear graphic design for friendly using. Besides the function operation, lock / unlock, it contains 5 memory position - chair position, examination position, CPR, anti- shock and egress position.



ACP04



Chair position
The chair position help the patient prevent respiratory complications and it will offer a better shape using environment for reading and dining.



Egress position
he egress position will lowering the bed height to min. The mattress platform will become 90° (back: 90° and feet: 0°).



Anti-shock position
The anti-shock position will lowering the back section and foot section, then the bed will be Trendelenbug position.



CPR position
The CPR position will bring the total bed to horizontal position in any position.



Examination position
The examination position will raise up the bed to max height and mattress platform down to the horizontal. It will help nurse staff to monitor and threat patient.



Action Button
The Action button safety concept protect the patient against injury from unexpected touch from nurse control panel. The all functions on nurse control panel should work with Action button before operation.



Purpose	General Ward/ VIP Ward
Dimension (platform & overall)	• 800 x 1920 mm (1000 x 2140 mm) • 860 x 1920 mm (1010 x 2140 mm) • 910 x 1920 mm (1060 x 2140 mm)
Adjustable height	• 440~750 mm (steel platform) • 450~760 mm (PP platform)
Back adjustment	0~70°
Knee adjustment	0~40°
Trendelenburg & Rev. Trendelenburg	+12°/ -12°
Calf adjustment	10 steps
Auto-regression	Back/ buttock:10 cm/ 2 cm
Side rail specification	New tuck-away side rail with less trap and better protection (IEC 60601-2-52)
PP material	With gas-spring assistance and store compartment
Manual CPR (back)	Option
Control system	Low voltage motor system (4)
Recharge battery	Standard (30 times use after full charge)
Build in control unit	Panel 1 (inner x 2, outer x 2)
Nursing control panel	ACP 04
Urinal hook	Standard (both sides with 3 hooks)
IV pole and socket	1 units IV pole with 4 units socket
Sleeping surface	4 sections; movable power coating steel pan with ventilation holes and body strap holder
Head/ foot board	PP material, detachable for emergency
Caster	125 mm
Locking system	Central locking system
X-ray cassette	Option
Under bed light system	Option
Lifting pole and socket	Available both sides of back
Bed extension	Option
Weight scale	Option
Loading capacity	Max. 250 kg

- Tolerance of dimension is about 5%.
- We reserve the right to change specification without notice

MEDICAL -MASTER CO., LTD., Taiwan
No. 59-5, Ying Cheng 1st Street, Shi-Tung Dist.,
Taichung City, Taiwan 40749
Untuk :
 **HOSPILITE PTE LTD**
1003 Bukit Merah Central #06-06,
Singapore 159836
Tel: +65 62766 882 Fax: +65 62762 071
sales@hospilite.com www.hospilite.com

REG. NO. : KEMENKES RI
Distributed by :
PT. Megah Alkesindo
Kompleks Ruko Rawa Bambu
Jl. Rawa Bambu Raya No 15 F-H
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Indonesia
Phone : +62 21 788 44990
email : info@megahalkesindo.com



Model: HEB 903

2019/11/14

Description: Patient Bed

SN: HPLPB19-1105577



Hospilite Pte Ltd

1003 Bukit Merah Central

www.hospilite.com

Unit 06-06 Singapore 159836

